



# Autoclave Esterilizador Marca ARA Modelo 4090 (110L)

Los autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de Buenas Prácticas de Fabricación y durante años contaron con certificación oficial.

Estos son uno de los mejores equipos de esterilización que hay en el mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes cantidades de material. El **Modelo 4090** se fabrica con una cámara cilíndrica con una capacidad de **110L**, lo equivalente a **2 o 3 bultos**.

Los AUTOCLAVES ARA son equipos profesionales de esterilización, los cuales incluyen generador de vapor, puerta de seguridad de acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en acero inoxidable.

### Capacidad para esterilizar:

- Textiles
- Instrumental
- Líquidos
- Frascos
- Hule
- Látex
- Cristalería
- Artículos de laboratorio
- Otros materiales resistentes al calor, humedad y presión de vapor.





#### Cuenta con:

- Equipo de cámara cilíndrica de 40 cm de diámetro y 90 cm de fondo fabricada en acero inoxidable tipo 304.
- Deposito para alimentación del generador de vapor con entrada de agua.
- Salida de agua manual a desagüe.
- Manómetro indicador de presión para cámara de esterilización.
- Manómetro indicador de presión para generador de vapor.
- Foco piloto indicador de funcionamiento.
- Trampa termostática de vapor.
- Control de presión.

|  | MANUAL   | SEMIAUTOMÁTICO | AUTOMATICO<br>DIGITAL                                      |
|--|----------|----------------|--|
| Llenado de agua con llave de paso                                    | Si       | Si             | No   |
| Llenado de agua con electro válvu-<br>las desde la pantalla          | No       | No             | Si   |
| Sistema de protección contra falta de agua                           | Opcional | Opcional       | Incluido<br>(Se recomienda uso de ablan-<br>dador de agua) |
| Timer para control de tiempo de esterilización                       | No       | Incluido       | Incluido<br>Digital en pantalla                            |
| Programas de esterilización prees-<br>tablecidos de forma automática | No       | No             | 4  |
| Despresurización automática al finalizar ciclo de esterilización.    | No       | Si             | Si   |
| Indicador de fin de ciclo  | No       | No             | Si   |
| Electroválvulas  | No       | Si             | Si   |

### Tiempos recomendados para la esterilización:

- Ropa e Instrumental
   30 40 minutos
- Cristalería y Agua
   20 30 minutos
- Guantes, hules y látex
   15 20 minutos



## \*Puerta de seguridad con cierre hermético





4090

### Semiautomático

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activación y desactivación de las electro-válvulas.



### **Automático**

El modelo automático cuenta con un panel de control digital para llevar a cabo todos los procesos de manera automática.

\*El llenado de agua es manual.





## El equipo puede suministrarse en dos presentaciones

Gabinete corrido con capacidad de empotrarse a muro

De mesa para sobreponer
\*Incluye mesa tubular





### Accesorios opcionales:

- Sistema de seguridad que apaga el equipo en caso de existir falta de agua.
- Sistema ablandador de agua con hidroneumático.